

# BRAS ÉLEVATEUR «SLV499»



Système de fixation par sangles




Système de fixation par crochets

Le Slv 499 est un bras élévateur qui permet de charger une personne assise sur son propre fauteuil, dans un monospace. Par ses dimensions réduites et sa conception, il permet d'accéder au véhicule même si celui-ci est garé près d'autres voitures. Ce système, qui soulève une charge maximale de 220 kg, est esthétiquement très apprécié car il ne nécessite pas de plateforme, et laisse complètement libre l'accès aux sièges de la banquette arrière. Il représente une solution idéale pour qui souhaite aller au poste de conduite directement en fauteuil, ou même pour être tout simplement transporté. Il est normalement fourni avec des sangles que l'on fixe aux barres du bras, mais il est aussi possible d'avoir la solution de fixation par crochets (à installer sur le châssis du fauteuil). Le bras peut être replié à la verticale, ou facilement démonté pour avoir plus d'espace. Ce produit est prévu pour fauteuils manuels et électriques.



Fabriqué par **KIVI** mobility freedom

Regardez les vidéos sur [www.handi-mobil.fr](http://www.handi-mobil.fr)



## HandiMobil

2045 Route de Beaudinard - 13400 AUBAGNE

Tel. 04 42 32 31 92 - 06 99 78 13 04 • Web : [www.handi-mobil.fr](http://www.handi-mobil.fr) • E-mail: [info@handi-mobil.fr](mailto:info@handi-mobil.fr)

26  
PAG.