

# PLATEAU DE TRANSFERT

## manuel «RM205»




n'est pas utilisé puisqu'il se rabat à 90° le long de l'assise du siège, puis se replie le long du dossier du siège. Quand l'espace entre le montant et le siège est trop étroit, la planche est fournie en version démontable (voir en bas).

**Le plateau peut être désaccouplé de son support**



Le plateau de transfert est destiné aux personnes ayant des difficultés à entrer dans un véhicule ou à en sortir. Il peut également faciliter les transferts des personnes n'ayant pas l'usage des jambes. La planchette manuelle peut supporter un poids de 120 Kg max. Il peut être installé dans les véhicules à 3 ou 5 portes, de tous modèles, en position passager comme en position conducteur. En outre, il ne nécessite pas le changement du siège d'origine du véhicule. Et il sait se montrer très discret lorsqu'il


**D'un encombrement réduit**



Fabriqué par

**KIVI** mobility freedom

Regardez les video sur  
[www.handi-mobil.fr](http://www.handi-mobil.fr)



# HandiMobil

2045 Route de Beaudinard - 13400 AUBAGNE  
Tel. 04 42 32 31 92 - 06 99 78 13 04 • Web : [www.handi-mobil.fr](http://www.handi-mobil.fr) • E-mail: [info@handi-mobil.fr](mailto:info@handi-mobil.fr)

PAG. 17